

8 インフルエンザ(H5N1)ウイルスの消毒

※参考資料：新型インフルエンザ専門家会議版インフルエンザ(H5N1)に関するガイドライン
IV医療施設等における感染症対策ガイドラインより 付表1 抜粋

器 材

80℃、10分間の熱水消毒

0.05～0.5w/v%(500～5,000ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭または30分間浸漬

2w/v～3.5w/v%グルタラルに30分間浸漬

0.55w/v%フタラルに30分間浸漬

0.3w/v%過酢酸に10分間浸漬

70%イソプロパノールあるいは消毒用エタノールで清拭または浸漬

環 境

0.05～0.5w/v%(500～5,000ppm)次亜塩素酸ナトリウムで清拭

消毒用エタノールで清拭

70%イソプロパノールで清拭

手指の消毒

速乾性擦式消毒用アルコール製剤（使用量は製剤の使用説明書を参照）

9 患者搬送に必要な器材

※参考資料：新型インフルエンザ専門家会議版インフルエンザ(H5N1)に関するガイドライン
IV医療施設等における感染症対策ガイドラインより 付表2 抜粋

- ・ N95マスク：搬送従事者の数×2
- ・ サージカルマスク：適宜（搬送患者用）
- ・ プラスチック手袋：1箱
- ・ フェイスシールドまたはゴーグル、ガウン：搬送患者数×2
- ・ 手指消毒用アルコール製剤：1個
- ・ 次亜塩素酸ナトリウム水溶液：1本
- ・ 清拭用資材（タオル、ガーゼ等）、感染性廃棄物処理容器
- ・ その他、ビニールシート等

※ただし、本付表は、車両による搬送を想定したものであり、船舶や航空機等を使用する場合は、適宜修正して用いる必要がある。